



















THERAPIA® MINI - ZNAČENÍ ČALOUNĚNÍ

<i>obr.</i>	<i>kód</i>	<i>typ čalounění</i>	<i>popis</i>
	A		<i>jednobarevné = sedák + opěra</i>
	B		<i>sedák / opěra</i>
	1		<i>svislá polovina sedáku a opěry čalouněná stejně (1.barva vpravo z pohledu sedícího, stejné na sedáku i opěře)</i>
	2		<i>svislá polovina sedáku a opěry čalouněná opačně (1.barva z pohledu sedícího je vpravo na sedáku a vlevo na opěře)</i>
	3		<i>svislé 2/3 sedáku a opěry čalouněné stejně (1.barva z pohledu sedícího je vpravo na sedáku i opěře)</i>
	4		<i>svislé 2/3 sedáku a opěry čalouněné opačně (1.barva z pohledu sedícího je vpravo na sedáku a vlevo na opěře)</i>
	5		<i>svislý pruh uprostřed v základní barvě čalouněný stejně (1.barva je základní stejná na sedáku i opěře, 2.barva je pruh stejný na sedáku i opěře)</i>
	6		<i>svislý pruh uprostřed v základní barvě čalouněný opačně (1.barva je základní na sedáku a pruh na opěře, 2.barva je pruh na sedáku a základní na opěře)</i>

-  modrá - první potah
 červená - druhý potah